

# Juzo Compression Wrap

## Justerbare kompressionssystemer

### Justerbart kompressionsystem

- Kortstræks kompressionswraps
- Individuel justerbar og regulerbar i takt med at omfangsmål ændres
- Bruges som meget effektivt alternativ til velkendte bandageringsmaterialer
- Terapeutisk kompression mellem 30 til 60 mmHg
- Giver sundhedspersonale mulighed for at arbejde effektivt, samtidig med at de sparer tid og penge
- Signifikant nemmere at arbejde med end velkendt bandageringsmateriale
- Justerbare lukninger og gribezoner understøtter selvbehandling
- Reversibel, sort på den ene side og beige på den anden side, alt efter patientens individuelle ønsker



### Karakteristika

#### Variabelt kompressions-system



Wrap system

#### Anvendelsesområde

Flebologi  
Lymfologi

#### Egenskaber

- + Meget kortstræks egenskaber
- + Praktiske gribe-zoner
- + Individuelt farvevalg


#### Behandlingsområde

- + Ben
- + Fod
- + Arm
- + Hånd

#### Kompression

Variabelt kompressionsstryk  
30 – 60 mmHg

### Produkt eksempler



Fodsegment



Underbensegment



Knæ



Kombinationsmuligheder ben













Kombinationsmuligheder arm

# Juzo Compression Wrap

Ben · Arm · Tillægsprodukter

## Farver


Beige/Peber

	Art.	Model	Enhed	Standardstørrelser
	Længder			
	<b>6000LF</b>	<b>Fodsegment</b>	Stk.	Størrelse 2–5
	Normal			
	<b>6000FL</b>			•
	Lang			
	<b>6000LC</b>	<b>Underbensegment</b>	Stk.	Størrelse 2–7
	Normal			
	<b>6000LLC</b>	Inklusiv liner strømpe		•
	Lang			
	<b>6000LCM</b>	<b>Underbensegment max.</b>	Stk.	Størrelse 2–7
	Normal			
	<b>6000LLCM</b>	Inklusiv liner strømpe		•
	Lang			
	<b>6000LK</b>	<b>Knæ</b>	Stk.	Størrelse 2–7
				•
	<b>6000LT</b>	<b>Lårsegment</b>	Stk.	Størrelse 2–6
	Normal			
	<b>6000LTg</b>			•
	Lang			
	<b>6000UHL</b>	<b>Håndsegment</b>	Stk.	Størrelse 1–5
	Beige: venstre Peber: højre			•
	<b>6000UHR</b>	<b>Håndsegment</b>	Stk.	Størrelse 1–5
	Beige: højre Peber: venstre			•
	<b>6000UA</b>	<b>Armsegment</b>	Stk.	Størrelse 1–5
	Normal			
	<b>6000UAG</b>			•
	Lang			
	<b>6000F1</b>	<b>Justerbare lukninger</b>	Sæt: 4 stk.	Universalstørrelse
	Størrelse: 40 mm	Fod, hånd		•
	<b>6000F2</b>	<b>Justerbare lukninger</b>	Sæt: 4 stk.	Universalstørrelse
	Størrelse: 75 mm	Læg		•
	<b>6000F3</b>	<b>Justerbare lukninger</b>	Sæt: 5 stk.	Universalstørrelse
	Størrelse: 85 mm	Læg lang, arm		•
	<b>6000F4</b>	<b>Justerbare lukninger</b>	Sæt: 5 stk.	Universalstørrelse
	Størrelse: 95 mm	Lårsegment, arm lang		•
	<b>6000F5</b>	<b>Justerbare lukninger</b>	Sæt: 3 stk.	Universalstørrelse
	Størrelse: 105 mm	Knæ, lår lang		•
	<b>6000F6</b>	<b>Justerbare lukninger</b>	Sæt: 4 stk.	Universalstørrelse
	Størrelse: 50 mm	Fod lang		•
	<b>6000EXT</b>	<b>Extender</b>	Stk.	Universalstørrelse
	Størrelse: 120 x 8,5 cm			•

# Juzo Compression Wrap


## Størrelsestabeller

### Juzo Compression Wrap · Fodsegment


Art. 6000 LF/LFL	Seriestørrelser · Omfang i cm				
	2/S	3/M	4/L	5/XL	
		15,0 – 23,0	20,0 – 28,0	25,0 – 33,0	30,0 – 40,0
		19,0 – 24,0	24,0 – 29,0	29,0 – 34,0	34,0 – 40,0
	normal	16	18	19,5	19,5
	lang	19	21	22,5	23

\* Cirka 6 cm proximalt fra lilletåens grundled  
 \*\* Omkreds kan justeres, idet strap ved "cB" er forlænget 5 cm. Dvs. dækker 5 cm højere omfangsmål end str. tabel angiver.


### Juzo Compression Wrap · Underbensegment

Art. 6000 LC/LLC/LCM/LLCM	Seriestørrelser · Omfang i cm						
	Længde i cm	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
	<b>PD</b> AD						
middel < 40,0	<b>cC</b>	29,0 – 35,0	34,0 – 40,0	37,0 – 44,0	41,0 – 48,0	46,0 – 53,0	50,0 – 60,0
lang > 40,0	max	35,0 – 41,0	40,0 – 46,0	44,0 – 51,0	48,0 – 55,0	53,0 – 60,0	60,0 – 70,0
	<b>cB</b>	18,0 – 21,0	21,0 – 24,0	24,0 – 27,0	27,0 – 31,0	31,0 – 35,0	36,0 – 47,0

### Juzo Compression Wrap · Knæsegment

Art. 6000 LK	Seriestørrelser · Omfang i cm						
	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL	
		30,0 – 36,0	36,0 – 42,0	42,0 – 48,0	48,0 – 55,0	55,0 – 62,0	62,0 – 70,0


### Juzo Compression Wrap · Lårsegment

Art. 6000 LT/LTg	Seriestørrelser · Omfang i cm					
	Længde i cm	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	<b>PFg</b>					
	<b>cG</b>	43,0 – 70,0	54,0 – 81,0	65,0 – 92,0	75,0 – 102,0	85,0 – 112,0
middel < 25,0	<b>cF</b>	35,0 – 55,0	48,0 – 70,0	60,0 – 82,0	70,0 – 92,0	80,0 – 102,0
lang > 30,0						


# Juzo Compression Wrap

## Størrelsestabeller

### Juzo Compression Wrap - Håndsegment

Art. 6000 UHR/UHL		Seriestørrelser · Omfang i cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	<b>cA</b>	15,5 – 17,5	17,5 – 19,5	19,5 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 28,0
	<b>cC</b>	13,0 – 17,0	15,0 – 19,0	17,0 – 21,5	20,0 – 24,0	21,0 – 25,0

### Juzo Compression Wrap - Armsegment

Art. 6000 UA/UAG	Længde i cm		Seriestørrelser · Omfang i cm				
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
		<b>cG</b>	27,0 – 36,0	30,0 – 39,0	33,0 – 44,0	35,0 – 49,0	40,0 – 56,0
		<b>cE</b>	23,0 – 32,0	24,0 – 34,0	26,0 – 36,0	29,0 – 42,0	31,0 – 46,0
		<b>cC</b>	16,0 – 19,0	17,0 – 20,0	18,0 – 22,0	20,0 – 26,0	21,0 – 29,0

**PCG**  
 middel < 43,0  
 lang > 43,0





