

## Måleskjema Juzo kompresjonsstrømper

		B ankel	C Legg (tykkeste del)	G lår (under rumpeballe)
Knestrømpe/lårstrømpe	x- small	18,0- 20,0	29,0- 34,0	41,0- 48,0 49,0- 58,0 (vid)
	small	20,0- 22,0	32,0- 38,0	45,0- 52,0 53,0- 63,0 (vid)
	medium	22,0- 24,5	34,0- 43,0	47,0- 56,0 57,0- 68,0 (vid)
	large	24,5- 27,0	38,0- 47,0	54,0- 63,0 64,0- 75,0 (vid)
	x- large	27,0- 30,0	41,0- 50,0	57,0- 66,0 67,0- 79,0 (vid)
	xx- large	30,0- 33,0	44,0- 53,0	63,0- 73,0 74,0- 85,0 (vid)

Bestillers navn:	
Telefon:	
Institusjon:	
Adresse:	
Kommentarer:	

Fyll inn kundens mål:

For knestrømpe – mål ankel (B) og legg (C)  
For lårstrømpe – mål ankel (B), legg (C) og lår (G)



B ankel	C Legg (tykkeste del)	G lår (under rumpeballe)

Kryss av:

- Knestrømpe  
 Lårstrømpe

- Åpen tå  
 Lukket tå

Fargevalg:

- Mandel  
 Sort

Kompresjonsklasse:

- Klasse 1  
 Klasse 2  
 Klasse 3

## Indikasjoner og kompresjonsklasser

### 18 – 21 mmHg (KKL 1) – lett kompresjon

- Mindre tendens til ødem med slitne og tunge ben
- Mindre dannelse av åreknuter
- Forebygging i forbindelse med graviditet

### 23 – 32 mmHg (KKL 2) – moderat kompresjon

- Varicosis (åreknuter)
- Hovne ben under graviditet
- Etter sklerose og operasjon
- Langtidsbehandling av legede bensår
- Tendens til ødem

### 34 – 46 mmHg (KKL 3) – sterk kompresjon

- Åreknuter som følge av skadede dype årer
- Heling av leggsår
- Sterk tendens til hevelse
- Kronisk venøs insuffisiens
- Tendens til ødem

### > 49 mmHg (KKL 4) – veldig sterk kompresjon

- Alvorlig lymfødem
- Lymfødem med fibrose